

SERVOX® DIGITAL ELECTROLARYNX SPRECHHILFE

REF 70000



- ▶ Moderne und hochwertige elektrische Sprechhilfe
- ▶ Die Sprechhilfe wird am Hals des Anwenders angesetzt und erzeugt Schallschwingungen, die über eine Membran in den Rachen-, Mund- und Nasenraum übertragen werden.
- ▶ Durch natürliche Sprechbewegungen werden diese Schwingungen umgesetzt und zu einer verständlichen Ersatzstimme geformt.
- ▶ Mit der manuellen Grundeinstellung können Tonfrequenz und Klangqualitäten individualisiert und gespeichert werden. Optional verfügbare Software für weitere Einstellmöglichkeiten.
- ▶ Die Lautstärke lässt sich über ein Drehrad individuell an die Gegebenheiten des Nutzers anpassen.
- ▶ Weiche Schraubkappe für gedämpfteren Ton optional erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Lautstärke	max. 87 dB
Maße	L 128 x Ø 35 mm
Gewicht	ca. 110 g ohne Akkus/Batterien
Sprechzeit*	4-5 Stunden*
Spannung	1,2 V/1,5 V
Akku Typ	AAA NiMh (HR03)
*Die Sprechzeit ist von der gewählten Akku-Kapazität abhängig. Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Akkus muss beachtet werden.	

LIEFERUMFANG

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70000 Sprechhilfe

1 x SERVOX® digital Electrolarynx Sprechhilfe
 1 x SERVOX® digital Electrolarynx Schraubkappe harter Ton
 1x SERVOX® digital Electrolarynx Schnurset
 1x SERVOX® digital Electrolarynx Gürteltasche
 1x SERVOX® digital Electrolarynx Batteriehalter
 4x AAA-Akkus
 1x Ladegerät Varta LCD Plug
 1x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70001 Screw cap hard tone

1x Schraubkappe harter Ton

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70002 Screw cap soft tone

1x Schraubkappe weicher Ton

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70003 Strap set

1x Schnurset

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70004 Oral tube with adapter

1x Adapter

2x Mundrohr kurz

2x Mundrohr lang

SERVOX® digital Electrolarynx REF 70005 Battery holder

1x Batteriehalter

Reiseadapter

1x Adapter

CE 0482